

# Ambu<sup>®</sup> Man School



## Die wichtigsten Vorteile

- Ambu Hygienesystem verhindert Kreuzkontamination
- Kompaktes und mobiles Trainingsgerät
- Einfaches Training der Thoraxkompression
- Geschlossener Torso
- Problemlose Platzierung der Defibrillationselektroden
- 10er Set für optimales Gruppentraining

## Ambu<sup>®</sup> Man School

Der AmbuMan School ist als Trainingsgerät für das Training sämtlicher Maßnahmen des Basic Life Support konzipiert worden.

Das Trainingsgerät ermöglicht ein realistisches Training der Thoraxkompression und der Platzierung von Defibrillationselektroden, um den Umgang mit einem AED zu erlernen. Mit dem einzigartigen Hygienesystem wird eine Kreuzkontamination während der Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase Beatmung vermieden.

Der AmbuMan School eignet sich hervorragend für die Ausbildung von Schülern in Schulklassen.

### **Guideline konform**

Der AmbuMan School ermöglicht die Durchführung einer HLW nach den neusten internationalen Richtlinien.

### **Kompakt und mobil**

Für den einfachen Transport und Aufbau verfügt der AmbuMan School über ein leichtes Gewicht und eine kompakte Verpackung.

### **Einfaches AED Training**

Dank seines geschlossenen Torsos können die Defibrillationselektroden realistisch platziert werden. Dies ermöglicht ein einfaches Training der AED Anwendung.

## Technische Daten

Gewicht	0,8 kg
Länge	45 cm
Maximale Kompressionstiefe	6 cm

## Material

Verschlussbänder	Nylon
Basisplatte	Polycarbonat
Balg	Thermoplastisches Elastomer
Brustkorb	Polypropylen
Kopf	Silikon
Gesichtsmaske	Polyvinylchlorid
Lungenbeutel	Polyvinylchlorid
Einweg-Luftbeutel	Polyethylen

## Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung
A 268 007 000	AmbuMan School (10er Set)
268 000 571	Gesichtsmaske AmbuMan School (10er Set)
268 000 572	Einweg-Luftbeutel AmbuMan School (100er Set)
268 000 573	Zubehör AmbuMan School (10er Set)



Geschlossener Torso



Platzierung der Defibrillationselektroden



Ambu Hygienesystem



Zubehör

**Ambu A/S**  
 Baltorpbakken 13  
 DK - 2750 Ballerup  
 Denmark  
 Tel. +45 7225 2000  
 Fax +45 7225 2053  
 www.ambu.com

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 61231 Bad Nauheim  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
 www.ambu.de