


## DATENBLATT

Ambu® Neuroline™ Subdermal und Ambu® Neuroline™ Twisted Pair Subdermal sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steifheit und Flexibilität. Die Nadelelektroden bieten ein stabiles Impedanzniveau und sind mit einer Nadelspitze ausgestattet, die die Einstichkraft reduziert.

Die Kabel sind flexibel und farbcodiert, um das Identifizieren der Nadeln zu erleichtern.



# Ambu® Neuroline™ Subdermal Ambu® Neuroline™ Twisted Pair Subdermal



## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Die Nadelspitze ist so gestaltet, dass die Einstichkraft reduziert wird

Signalqualität mit stabilem Impedanzniveau

Nadel aus rostfreiem Stahl mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Stärke und Flexibilität

Farbcodierte Kabel zum leichteren Identifizieren der Nadeln

## EMPFOHLENE ANWENDUNGSGEBIETE

Elektromyographie (EMG)

Elektroenzephalographie (EEG)

Evozierte Potenziale (EP)

Intraoperatives Monitoring (IOM)

# Ambu

SPEZIFIKATIONEN

Umwelt

Elektrode wurde nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt  
Kabel wurde nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt  
Verpackung ist PVC-frei

MATERIALIEN



Elektrode

Nadel	Rostfreier Stahl
Kabel	Verzinnter Kupferdraht mit PVC-Isolierung
Konnektor	Kupferlegierung
Kunststoff Schutzkappe	Polyethylen (PE)
Anschlusstyp	1,5 mm berührungsgeschützt (DIN 42 802)
Sterilisationsverfahren	EO-sterilisiert

Verpackung


Beutel, transparente Schicht	Polyethylenterephthalat (PET)
Beutel, mittlere Schicht	Polypropylen (PP)
Beutel, Papierschicht	Papier
Box	Karton

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

Artikelnummer	Nadel-länge		Durch-messer		Kabel-länge		Kabelfarbe	Haltbarkeit in Monaten  (ungeöffnete Beutel)	Verpackung		
	mm	Zoll	mm	Gauge	cm	Zoll			Stück/ Beutel	Stück/ innere Box	Stück/ Umkarton
Subdermal											
74512-50/24	12	0.5	0.40	27G	50	20		60	1	24	384
74512-100/24	12	0.5	0.40	27G	100	40		60	1	24	384
74512-150/24	12	0.5	0.40	27G	150	60		60	1	24	384
74512-250/24	12	0.5	0.40	27G	250	100		60	1	24	384
Twisted Pair Subdermal											
74612-100/1/20*	12	0.5	0.40	27G	100	40		60	1	20	160
74612-150/1/20*	12	0.5	0.40	27G	150	60		60	1	20	160
74612-250/1/20*	12	0.5	0.40	27G	250	100		60	1	20	160

\*Der Farbsatz 1 enthält rote, blaue, grüne, gelbe und orange Kabel, jeweils gepaart mit einem weißen und einem schwarzen Kabel. Jede Schachtel enthält 2 Stück jeder Farbkombination.

74512-50/24    ● Produkt    ● Nadellänge    ● Nadeldurchmesser    ● Stück pro innere Box



M = 1,5 mm Konnektor



Lagerungstemperatur



Ambu GmbH  
Steinkopfstraße 4  
61231 Bad Nauheim  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0  
ambu.de

Ambu A/S  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
ambu.com



US: Rx only