



Scopriamo il nuovo OB 3000

MODELLO	OB 3000	OB2012
Valore di flusso	33 LPM	30 LPM
MAX vuoto	800 mbar (80 kPa)	800 mbar (80 kPa)
Tensione di alimentazione	11÷25 Vdc	12 Vdc
Autonomia	> 70 minuti	> 60 minuti
Peso	2,6 Kg	4,2 Kg
Dimensioni	360 x 244 (h) x 110 mm	370 x 290(h) x 130 mm
Grado IP	IP44	IP34d
Tipo batteria	LIPO 5 Ah 11,1 V estraibile	12 V 4 Ah Pb/Ca
Tempo di ricarica	Carica 80%: 6 ore Carica 100%: 10÷15 h	Carica 100%: 15 ore
Garanzia	5 anni	3 anni
Manutenzione periodica	2 anni (avviso automatico)	2 anni
IEC60601-1-12	SI	SI
RTCA DO160G	SI in versione AVIO	NO



Per i dati tecnici completi si invita a consultare i manuali d'uso dei dispositivi

Oscar Boscarol srl - Via Enzo Ferrari 29, Bolzano 39100 ITALY
Tel. 0039 0471932893 - Fax 0039 0257760140 - info@boscarol.it - www.boscarol.it

Impresa dell'
ALTO ADIGE



Scopriamo il nuovo OB MINI

MODELLO	OB MINI	OB1000
Valore di flusso	25 LPM	25 LPM
MAX vuoto	850 mbar (85 kPa)	850 mbar (85 kPa)
Tensione di alimentazione	11÷25 Vdc	12 Vdc
Autonomia	> 100 minuti	> 45 minuti
Peso	1,8 Kg	3,3 Kg
Dimensioni	290 x 240 (h) x 95 mm	335 x 290(h) x 105 mm
Grado IP	IP43	IP34d
Tipo batteria	LIPO 5 Ah 11,1 V	12 V 3.4 Ah Pb/Ca
Tempo di ricarica	Carica 80%: 6 ore Carica 100%: 10÷15 h	Carica 100%: 15 ore
Garanzia	3 anni	2 anni
Manutenzione periodica	2 anni (avviso automatico)	2 anni
IEC60601-1-12	SI	SI
RTCA DO160G	SI in versione AVIO	SI in versione AVIO



Per i dati tecnici completi si invita a consultare i manuali d'uso dei dispositivi

Oscar Boscarol srl - Via Enzo Ferrari 29, Bolzano 39100 ITALY
Tel. 0039 0471932893 - Fax 0039 0257760140 - info@boscarol.it - www.boscarol.it

