

Vivamel Protect Polyurethan-Schaumverband mit medizinischem Kastanienhonig



100 %
MEDIZINISCHER
KASTANIEN-
HONIG

HERVOR-
RAGEND FÜR
SENSIBLE
WUNDEN

GEEIGNET
BEI
DIABETES

Vivamel Protect besteht aus besonders weichem und flexiblem Polyurethanschaumstoff, der einseitig mit 15g medizinischem Edelkastanienhonig getränkt ist. **Edelkastanienhonig** dient als reiche Quelle an antiseptischen und wundheilungsfördernden Vitalstoffen, welche die Wundreinigung unterstützen, die Wundheilung stimulieren und die Heilungszeit verkürzen. Die osmotische Aktivität des Edelkastanienhonigs bewirkt einen bakteriostatischen Effekt, stimuliert die Reinigung der Wunde und fördert die Wundheilung.

Der **Polyurethanschaumstoff** in Vivamel Protect haftet nicht an der Wunde und schützt diese zudem vor mechanischen und thermischen Einflüssen.

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Größe	PZN	Packungsinhalt
Vivamel Protect	TO19735	10x10 cm	5436245	10 Stück

Medizinprodukt; Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Unsere Kollegen im Außendienst beraten Sie gerne:

- Harald Smoditsch (Wien, Steiermark, Burgenland) +43 (0) 664/835 04 93
- Hubert Wirth (Niederösterreich, Oberösterreich) +43 (0) 664/885 10 630
- Alexander Engelsberger (Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten) +43 (0) 664/423 79 16

Vertrieb in Österreich:

CHEMOMEDICA
Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.
1010 Wien, Wipplingerstraße 19
Tel.: +43 (0) 1/533 26 66-0 | Fax: +43 (0) 1/533 26 66-58
info@chemomedica.at | www.chemomedica.at