



Ambu® aScope™ 4 Broncho
Ambu® aScope BronchoSampler™

Keine Kompromisse
bei der Hygiene

Einweg.

Garantierte Sicherheit

Die Ambu aScope 4 Broncho Einweg-Endoskope sind für ein breites Spektrum an Verfahren geeignet – von der Intubation im OP bis hin zur Bronchoskopie auf der Intensivstation.

Die Bronchoskope sind einzeln steril verpackt, jederzeit verfügbar und Teil einer integrierten Plattform. Das Ambu aScope 4 Broncho bedarf keiner Aufbereitung oder Reparaturen nach der Anwendung. Es hilft, Ihre Arbeitsabläufe zu verkürzen, Ihre Ressourcen zu optimieren und Ihre Produktivität zu erhöhen.

Der Patient im Mittelpunkt

Das tragbare, intuitiv zu bedienende System ist schnell und unkompliziert einsatzbereit und spart Ihnen so wertvolle Zeit, um sich auf das zu konzentrieren, was zählt – auf Ihre Patienten.

Vereinfachte Verfahren zur Probengewinnung

Der Ambu aScope BronchoSampler ist für die einmalige Verwendung konzipiert und ein steriles, geschlossenes System. Dieses reduziert die Gefahr von Probenverlusten und garantiert eine hohe Probenqualität über das gesamte Verfahren hinweg. Durch die Minimierung des Risikos einer Kontamination der Probe oder Exposition, unterstützt der Ambu aScope Broncho-Sampler die repräsentative Probenentnahme und zeitnahe Diagnose, sowie die Sicherheit von Patienten und Fachpersonal.





Hochqualitative Bildgebung und intuitives Design

Design, um Ihre Bedürfnisse bei bronchoskopischen Untersuchungen abzudecken, lassen sich die Ambu aScope 4 Broncho Einweg-Videoendoskope an unseren Ambu® aView™ sowie Ambu® aView™ 2 Advance anschließen. Diese hochauflösenden externen Monitore ermöglichen nicht nur das gezielte Training und die Wissensvermittlung während der Anwendung, sondern auch die Dokumentation und spätere Verwendung von Video- und Bildaufnahmen des Verfahrens.

Der kompakte Ambu aView ist ein tragbarer Touchscreen-Monitor mit intuitiver Bedienoberfläche und einfacher Menüführung. Der Ambu aView 2 Advance bietet Ihnen zusätzlich die Vorteile einer Full-HD Aufnahme, inklusive einer integrierten DICOM-Schnittstelle.

Beide Monitore sind optimal geeignet, um auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen effizient arbeiten zu können. Das kompakte, portable Design passt sich Ihren Bedürfnissen im Alltag an und Sie können beide Geräte problemlos an einen Infusionsständer befestigen oder komfortabel ohne zusätzliche Hilfsmittel zum Einsatzort transportieren.

Die Ambu aView Plattform bietet Ihnen eine einfache Lösung, um Ihre Produktivität und Sicherheit während der Bronchoskopie zu erhöhen.

Sind Sie bereit für die Einweg-Effizienz?



Einfache Verbindung für Ihre Dokumentation

Der Ambu aView 2 Advance Monitor bietet eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen zur Unterstützung der Dokumentation. So können Sie Bilder und Videos während des Verfahrens einfach aufzeichnen und diese dann problemlos in Ihre elektronische Patientenakte (ePA) übertragen.



3 einfache Schritte zur Dokumentation

1. **Stellen Sie eine Verbindung zum Krankenhausnetzwerk** via LAN oder WLAN her.
2. **Nehmen Sie Bilder oder Videos des Vorgangs auf**, indem Sie auf Aufnahme drücken.
3. **Senden Sie Ihre aufgezeichneten Bilddaten** an das PACS, um den Zugriff von der ePA aus zu ermöglichen.

Die Lösung.

Flexible Einweg-Bronchoskope

Das Ambu aScope 4 Broncho ist mehr als nur ein Bronchoskop. Es stellt eine Komplettlösung dar, mit der Sie die bestmögliche Patientenversorgung gewährleisten können.

Klare, scharfe Bildgebung

Einfache Verbindung zum tragbaren, intuitiv bedienbaren Ambu® aView™ oder Ambu® aView™ 2 Advance Monitor

Einfache Handhabung

Leichtes, ergonomisches Design mit hohen Biegewinkeln und einer gleichmäßigen und präzisen Bewegung der Spitze

Für eine Vielzahl von Verfahren

In drei Größen verfügbar, sowie kompatibel mit dem Ambu aScope BronchoSampler, einer kombinierbaren Lösung zur vereinfachten Probenentnahme



Ambu aScope 4 Broncho
Slim 3,8 / 1,2
Biegewinkel: 180°/180°



Ambu aScope 4 Broncho
Regular 5,0 / 2,2
Biegewinkel: 180°/180°



Ambu aScope 4 Broncho
Large 5,8 / 2,8
Biegewinkel: 180°/160°




Ambu aScope BronchoSampler

Artikelnummer	Bezeichnung	VE*
Ambu Visualisierungseinheiten		
405 002 000	Ambu aView Monitor	1
405 011 000	Ambu aView 2 Advance Monitor	1
Ambu aScope 4 Broncho		
476 001 000	Ambu aScope 4 Broncho Slim 3,8/1,2	5
477 001 000	Ambu aScope 4 Broncho Regular 5,0/2,2	5
478 001 000	Ambu aScope 4 Broncho Large 5,8/2,8	5
Ambu aScope 4 BronchoSampler		
480 200 000	Ambu aScope 4 BronchoSampler, Probenentnahmesystem	5
480 300 000	Ambu aScope 4 BronchoSampler Probebehälter, einzeln (30 ml)	10

* Kleinste Versandeinheit

Einweg-Endoskope von Ambu:



CHEMOMEDICA

Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.

Chemomedica, 1016 Wien, Wipplingerstraße 19, Postfach 40
Telefon: +43 (1) 533 26 66 - 0 * Fax: +43 (1) 533 26 66 - 58
e-mail: office@chemomedica.at * Website: www.chemomedica.at

Ambu GmbH • In der Hub 5 • 61231 Bad Nauheim • Deutschland
Tel. 06032 9250-0 • Fax 06032 9250-200 • www.ambu.de