



KerraMax Care™

Superabsorbierender Vliesverband für die Versorgung stark exsudierender Wunden

Produktvorteile:

- KerraMax Care nimmt das Exsudat auf und schließt es im Verband ein.
- Konsistente Verteilung der aufgenommenen Flüssigkeit in der Wundauflage für eine hohe Absorptionskapazität
- Beugt Mazeration der Wundumgebungshaut vor
- Kann unter Kompression angewendet werden



- 1 Weiches Vlies** bietet einen besseren Patientenkomfort und ist besonders atmungsaktiv.
- 2 Einzigartige, horizontale Kapillarschicht** erhöht effizient die Absorptionskapazität durch Verteilung des Exsudats über die Wundauflagefläche.
- 3 Superabsorbierender Kern** schließt Exsudat und Bakterien sicher ein, sodass die Wundauflage nach außen trocken bleibt. Gewährleistet einen höheren Patientenkomfort und begünstigt einen schnelleren Heilungsprozess.
- 4 Hitzeversiegelter Rand** beugt Exsudataustritt vor, wodurch die Wunde länger sauber bleibt und der Patient sich länger wohlfühlt.

Einsatzgebiete / Indikationen:

Zur Anwendung auf mäßig bis stark exsudierenden Wunden, einschließlich Beingeschwüren, Druckgeschwüren und diabetischen Fußgeschwüren geeignet.

KerraMax Care ist zur Anwendung unter sämtlichen Druckverbänden geeignet.

Produktgrößen/ Bestellinformation:

GRÖSSE	INHALT	REF	PZN
5 x 5 cm	10	PRD500-025	5220284
10 x 10 cm	10	PRD500-050	5220226
10 x 10 cm	50	PRD500-50-B50	5240648
10 x 22 cm	10	PRD500-120	5220232
10 x 22 cm	50	PRD500-120-B50	5240677
20 x 22 cm	10	PRD500-240	5220255
20 x 22 cm	30	PRD500-240-B30	5240714
20 x 30 cm	5	PRD500-380	5220261
20 x 30 cm	10	PRD500-380-B10	5220278
20 x 30 cm	30	PRD500-380-B30	5250724
20 x 50 cm	5	PRD500-600	5220290
20 x 50 cm	10	PRD500-600-B10	5220309
13,5 x 15,5 cm	10	PRD500-100	5220315
21 x 23 cm (Multisite)	5	PRD500-300	5220344

Sterilisation	Klassifizierung	EU Richtlinie 93/42/EEC	CE
Ethylenoxid	IIB	Annex II, excluding Section 4	592370

Hersteller	Vertrieb in Österreich
Crawford Healthcare Ltd King Edward Court Kind Edward Road Knutsford, Cheshire, WA16 OBE, UK	Chemomedica Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H. A-1010 Wien, Wipplingerstraße 19, Tel.+43 (1) 533 26 66 18 / Fax +43 533 26 66 58 / office@chemomedica.at / www.chemomedica.at