

## Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung		NEOHEAL® WUNDAUFLAGE	HYDROGELPLATTE
<div>Beschreibung</div> <div></div>		<div>Neoheal® ist eine transparente hypoallergene Hydrogelplatte, die in ihrer Struktur aus vernetzten Polymeren mehr als 90% Wasser enthält. Die weiche und anschmiegsame Wundauflage erhält ein optimal feuchtes Wundmilieu, kühlt und lindert den Schmerz, ist sauerstoffdurchlässig, bakteriendicht und strukturstabil und erlaubt einen völlig atraumatischen Verbandswechsel</div> <div>Anwendungsgebiete: akute und chronische oberflächliche Wunden mit geringer bis mäßiger Exsudatbildung wie Abschürfungen, Verbrennungen, Ulcera, oberflächliche Dekubiti, Epidermolysis bullosa; nicht für tiefe, infizierte oder stark sezernierende Wunden geeignet.</div> <div>Neoheal® ist durchlässig für Laserstrahlen und durch den fast hautidenten Wassergehalt und die echolose Struktur geeignet auch als Wundauflage bei Ultraschalluntersuchungen.</div>	
Abmessungen			
Artikel-Nr.	Format	Packungseinheit	
PNEORD6,5	Rund 6,5 cm	5 Stück	
PNEO612	Eckig 6 x 12 cm	5 Stück	
PNEO1010	10 x 10 cm	5 Stück	
PNEO1224	12 x 24 cm	5 Stück	
PNEOGM25	Gesichtsmaske 25 x 25 cm (mit Augen, Nasen und Mundklappen)	2 Stück	
Materialzusammensetzung			

Polyvinylpyrrolidon, Polyethylenglykol, Agar und Aqua purificata. Dicke ca. 3 mm, Wassergehalt > 90%.

### Spezielle Lagervorschriften

Lagerung: Kühl und trocken bei Temperaturen zwischen +0° und +25 °C; Nicht einfrieren!

**STERILE** **R**

Haltbarkeit	Klassifizierung	EU-Richtlinie 93/42	CE	Hersteller
2,0 Jahre	II b	Annex II, Regel 4	CE 0434	KIKGEL ul.,97-225 Ujazd, Poland www.kikgel.com.pl
Vertrieb in Österreich				

CHEMOMEDICA Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.

A - 1010 Wien, Wipplingerstraße 19,

Tel: +43 (1) 533 26 66 13 / Fax: +43 (1) 533 26 66 58 / office@chemomedica.at / www.chemomedica.at.