




DEFIGARD 4000

Der vielseitige Lebensretter

Mit dem DEFIGARD 4000 ist die
Defibrillation kinderleicht



MULTIPULSE
BIOWAVE



SCHILLER

The Art of Diagnostics

DEFIGARD 4000

Einfache und intuitive Bedienung – mit nur einem Knopfdruck haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Funktionen:

- Wahl der Defibrillationsenergie im manuellen Modus, Wahl des Schrittmachermodus, SAED.
- Der DEFIGARD 4000 ist ein biphasischer Defibrillator mit *MULTIPULSE BIOWAVE®* Technologie und Energieeinstellungen bis zu 200 Joule.
- Die Energiestärken 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150 und 200 Joule sind verfügbar.
- Auf dem hellen, übersichtlichen 5,9"-Bildschirm sind EKG-Kurven, Herzfrequenz, Plethysmogramm und SpO₂-Werte jederzeit gut ablesbar.

All dies in einem kompakten und leichten Gerät.

Seine Benutzerfreundlichkeit und sein Design, kombiniert mit dem einmaligem Preis-Leistungs-Verhältnis, machen den DEFIGARD 4000 zum perfekten Gerät für alle Notfälle, sei es im Krankenhaus oder ausserhalb.



Einsatz im Krankenwagen wie auch im Flugzeug:

Die für 15 g zertifizierte Halterung erlaubt eine Anwendung auf der Strasse wie auch in der Luft.

Die Halterung ist mit einer DC/DC-Speisung ausgerüstet, wodurch das Gerät direkt via Halterung gespeist werden kann.

Das Gerät kann mit nur einer Bewegung aus der Halterung genommen werden.



DEFIGARD 4000 mit Paddles und Taschen



DEFIGARD 4000

DEFIGARD 4000, das Multitalent unter den Defibrillatoren:

Mit Klebeelektroden oder Paddles erhältlich

- **Manuelle Defibrillation**
- **Halbautomatische Defibrillation (Option)**
Das Gerät führt den Anwender mit Sprach- und Textmeldungen durch die Defibrillation. Die Energie wird automatisch angepasst wenn Kinderelektroden angeschlossen werden
- **Herzschrittmacher (Option)**
Betriebsarten Fix, Demand und Overdrive (Frequenz x3).
- **Überwachung**
1 bis 6 Ableitungen – Anzeige einer EKG-Kurve und Plethysmogramm ODER zwei EKG-Kurven, wovon eine fix ist.
- **SpO₂ Masimo (Option)**
Start der Messung wenn ein Sensor erkannt wird
- **Drucker mit 3-Kanal-Darstellung (Option)**
- **Speicher**
Bis zu 13 Stunden EKG-Daten oder 500 Ereignisse oder 80 Minuten EKG-Daten und Tonaufzeichnung und 500 Ereignisse im SAED-Modus.
- **USB-Schnittstelle** für Datenexport aus dem Speicher und Software-Update.



Wandhalterung





Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



CHEMOMEDICA
Medizintechnik und Arzneimittel Vertriebsges.m.b.H.
Chemomedia, 1016 Wien, Wipplingerstraße 19, Postfach 40
Telefon: +43 (1) 533 26 66 - 0 * Fax: +43 (1) 533 26 66 - 58
e-mail: office@chemomedia.at * Website: www.chemomedia.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maeakawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Olmeydani-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com



SCHILLER

The Art of Diagnostics